

# Pansenstimulans Bolus

agilan® Ergänzungsfuttermittel

Mineralfuttermittel

für Rinder



## Zusammensetzung

Dicalciumphosphat  
Mononatriumphosphat  
Hefe  
Kartoffelstärke  
Magermilchpulver

## Analytische Bestandteile

Rohprotein	12,7 %
Rohfaser	1,7 %
Rohfett	3,7 %
Rohasche	45,4 %
Calcium	9,8 %
Natrium	2,3 %
Phosphor	8,7 %
Magnesium	1,2 %

## Gehalt an Zusatzstoffen je kg

Vitamine, Provitamine und chemisch definierte Stoffe mit ähnlicher Wirkung:

Vitamin B <sub>1</sub> (3a821)	800 mg
Vitamin B <sub>2</sub> (3a825i)	2.500 mg
Vitamin B <sub>6</sub> (3a831)	2.000 mg
Vitamin B <sub>12</sub> / Cyanocobalamin	16.000 µg
Vitamin K <sub>3</sub> (MNB) (3a711)	1.600 mg
Niacin (3a314)	10.000 mg
Calcium-D-Pantothenat (3a841)	6.000 mg
Folsäure (3a316)	400 mg
Biotin (3a880)	40.000 µg

Mikroorganismen oder andere chemisch definierte Stoffe, die bei der Verfütterung an Tiere eine positive Wirkung auf die Darmflora haben:

*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077

(Levucell SC) (E1711)

100 x 10<sup>9</sup> KBE

# Pansenstimulans Bolus

## **Fütterungsempfehlung**

1-2 Stück je Tier pro Tag mit handelsüblichen Gebern oral verabreichen.

## **Fütterungshinweis**

Die Menge an *Saccharomyces cerevisiae* in der Tagesration darf bei 100 kg Körpergewicht bei Milchkühen  $8,4 \times 10^9$  KBE bzw. bei Mastrindern  $4,6 \times 10^9$  KBE nicht übersteigen.

Für jede weiteren 100 kg Körpergewicht sind bei Milchkühen  $1,8 \times 10^9$  KBE bzw. bei Mastrindern  $2 \times 10^9$  KBE hinzuzufügen.

## **Einsatzempfehlung**

Pansenstimulans Bolus mit lebenden Hefen sowie hohen Konzentrationen an Vitaminen des gesamten B-Komplexes und ausgewählten Phosphorträgern.

Pansenstimulans Bolus optimiert die Aktivität der Mikroorganismen im Pansen und somit die Nutzung der angebotenen Nährstoffe.

Da alle wasserlöslichen Vitamine nur in geringen Mengen von der Kuh gespeichert werden können, ist eine kontinuierliche ausreichende Zufuhr über die Eigensynthese nur bei einer nicht belasteten Stoffwechsel- und optimaler Pansenfunktion möglich.

## **Lagerung**

Trocken lagern. Gebinde nach dem Gebrauch gut verschließen, damit es keine Feuchtigkeit aufnehmen kann. Haltbarkeitsgarantie gilt nur für ungeöffnete Gebinde bei trockener, kühler Lagerung (2-25 °C).

Stand: Januar 2021